

МАО ЧЖЭН – магнитный пластырь для лечения суставов



Ташкент, Узбекистан

Отличное решение для многих проблем, связанных с восстановлением мышц, связок и работоспособности опорно-двигательной системы. Представляет собой статическую систему физиотерапии. Сочетание непрерывно действующего магнитного поля с активными биологическими компонентами даёт синергетический эффект для скорейшего восстановления повреждённых тканей организма.

Людам, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной ткани, несомненно, будет полезна новая совместная разработка ученых Китая и Кореи – пластырь «Мяо Чжен», содержащий магнит направленного действия.

Показания к применению:

- заболевания, вызванные нарушениями в периферической нервной системе.
- невралгии, миалгии различного генеза.
- переломы с надрывами мышечной ткани, ушибы мягких тканей, порезы и глубокие повреждения кожного покрова.
- раны в стадии заживления для предотвращения воспалительного процесса.
- лечение заболеваний, вызванных дегенеративными и застойными процессами органов малого таза.
- воспалительные явления в суставах и мышцах, артрозо-артритные явления, радикулиты различной этиологии, все виды остеохондроза, дегенеративные болезни позвоночного столба.
- простудные заболевания.

Мао Чжэн магнитный пластырь для лечения суставов состав 100 % натуральный.

Пластырь Мао Чжэн инструкция по применению:

- промыть и высушить пораженный участок, состричь с него кожные волоски.
- вскрыть упаковку пластыря, снять изолирующую бумагу.
- рабочую поверхность наложить на поврежденный участок тела, слегка придавить ладонью, чтобы пластырь плотно приклеился.
- время воздействия одной пластины – от 2-х до 3-х дней, затем ее снять, место приклеивания промыть теплой водой, подсушить на воздухе. Другую пластину можно приклеить не ранее, чем через 5-6 часов.

Особые указания по применению:

- нельзя использовать одну и ту же пластину повторно.
- нельзя хранить открытую упаковку длительное время.
- общий срок лечения – не менее 20 дней в зависимости от индивидуальных особенностей больного.
- после исчезновения болевого или иного синдрома не рекомендуется одномоментное прекращение лечения магнитным пластырем.
- применять лечебный пластырь с магнитом NdFeB следует после консультации с лечащим врачом.
- при появлении негативной реакции на пластырь немедленно снять его, промыть место наложения водой. При необходимости обратиться к врачу (индивидуальная непереносимость, непереносимость).

Противопоказания к применению:

- аллергические реакции на составляющие растительного состава, гиперчувствительность кожи.
- период беременности и кормления грудью.
- заболевания сердца и почек в стадии обострения, онкозаболевания.
- недопустимость наложения пластыря на открытые раны различного происхождения.
- дети до трех лет.

Цена: **40 000 сўм**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Раджабов Зикирилла

+99898 369-98-68

**Чиланзарский район, ул.
Бунёдкор, 12**